



- Positionieren und Drehen leicht gemacht
- Leichte und wendige Sitzfläche bietet Komfort
- Sicherheit durch rutschhemmende Oberfläche
- Der optimale Badebegleiter - Dank der einzigartigen Höhe von nur 15 mm
- Vitaturn erfüllt höchste Qualitätsansprüche
- Die hautfreundliche Beschichtung ist einfach zu reinigen
- Kann in der Spülmaschine bis 60°C gereinigt werden

## Technische Daten

Artikelnummer	412100100
HMV-Nr.	22.29.01.0016
Farbe	grau
Gesamthöhe	1.5 cm
Sitzfläche Durchmesser	32,2 cm

Grundplatte Breite	32,3 cm
Grundplatte Länge	32,3 cm
Gesamtgewicht	700 g
Gesamttiefe	0 cm
Max. Belastung	140 kg