

Duschstuhl DSR 130

Art. Nr.: 550200300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Bequem, sicher und stabil
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern
- Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege
- Mit Arm- und Rückenlehne
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen

Technische Daten

Artikelnummer	550200300
HMV-Nr.	04.40.03.2030
Farbe	weiß
Gesamtbreite	54 - 55 cm
Gesamthöhe	86 - 96 cm
Gesamttiefe	55 - 57 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitztiefe	41 cm

Sitzhöhe	42 - 52 cm
Sitzhöhenverstellstufen	5
Rückenlehnenhöhe	48 cm
Gesamtgewicht	3,48 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	16 Pal.
VPE Stk.	2 Stk.