

# Duschklappstz DKS 130

Art. Nr.: 550700100

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- An der Wand montierbar und hochklappbar
- Sicher und stabil - auch bei seitlichen Bewegungen
- Ein feinjustierbarer Fuß für optimalen Stand
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern
- Vierfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Einfach zu reinigen

## Technische Daten

Artikelnummer	550700100
HMV-Nr.	04.40.03.0029
Farbe	weiß
Gesamtbreite	48 cm
Gesamthöhe	61 cm
Gesamttiefe	50 cm
Sitzbreite	41 cm

Sitztiefe	41 cm
Sitzhöhe	46.5 - 54 cm
Wandabstand	32 cm
Gesamtgewicht	4,1 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	48 Pal.
VPE Stk.	4 Stk.