



- Einfache und stufenlose Verstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Sturzeinstellung der Vordergabel
- Fußplatten von 0 bis 32 Grad in fünf Stufen einstellbar
- Radstandverlängerung möglich
- In acht Sitzbreiten erhältlich
- Schiebegriffhöhe stufenlos verstellbar
- Rückenbezug in der Tiefe und Höhe anpassbar
- Armauflage im Innenteil durch Stahleinlage verstärkt für noch höhere Stabilität
- Fersenbänder geben zusätzlichen Halt
- 200 x 50 mm PU-Lenkrad und 24" x 1 3/8" Vollgummi Antriebsrad
- Extra verstärkte Vorderradgabel
- Dreifache Sitzhöhereinstellung in Standardausführung von 45 cm bis 50 cm für maximalen Komfort
- Beinlänge stufenlos einstellbar
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Optional mit Trommelbremse für Begleitperson erhältlich
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen

## Technische Daten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 900500100     |
| HMV-Nr.       | 18.50.02.2112 |
| Farbe         | schwarz-grau  |
| Trommelbremse | No            |
| Gesamtbreite  | 56 cm         |
| Gesamtlänge   | 103 cm        |
| Gesamthöhe    | 92 - 99.5 cm  |
| Sitzbreite    | 38 cm         |
| Sitztiefe     | 43 - 50 cm    |
| Sitzhöhe      | 45 - 50 cm    |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rückenlehnenhöhe | 38.5 - 46 cm   |
| Höhe Armlehnen   | 21.5 cm        |
| Fußstützen Länge | 34.5 - 48.5 cm |
| Maße Treibrad    | 24" x 1 3/8"   |
| Maße Vorderrad   | 200 x 5 cm     |
| Faltmaß Breite   | 28 cm          |
| Gesamtgewicht    | 16 kg          |
| Max. Belastung   | 125 kg         |
| VPE Pal.         | 8 Pal.         |

## Zubehör



**Kraftknotensystem Prosafe**

Art. Nr.:900100783



**Höhen- und Längenverstellbare Armlehnen**

Art. Nr.:900300100




**Bremshebel-Verlängerung**

Art. Nr.:900300110



**Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen**

Art. Nr.:900300170




**Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen**

Art. Nr.:900300171



**Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen**

Art. Nr.:900300172



**Stumpfauflage**

Art. Nr.:900300180



**Stumpfauflage**

Art. Nr.:900300190



**Stockhalter**

Art. Nr.:900300311



**Beckengurt L**

Art. Nr.:900300320



**Rad PU 150 x 35 mm mit Radgabel**

Art. Nr.:900300340



**Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle**

Art. Nr.:900300350



**Radstandsverlängerung Adapterblock Freetec**

Art. Nr.:900300360



**Rollstuhl Einhandantrieb universal f. Selbstfahrer**

Art. Nr.:900100778