

Rollator Tri Walker

Art. Nr.: TW011R



- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Leicht zu transportieren
- Ergonomische Handgriffe in Höhe einstellbar
- Passive Beleuchtung hinten und vorne
- Lieferung serienmäßig mit Korb und Tablett

Technische Daten

Artikelnummer	TW011R
HMV-Nr.	10.50.04.0020
Farbe	rot
Gesamtbreite	61 cm
Gesamtlänge	60 cm
Griffhöhe	84.5 - 94.5 cm
Sitzhöhe	- cm
Breite zwischen Handgriffen	37 cm
Breite zwischen den Hinterrädern	51 cm

Faltmaß Breite	25 cm
Faltmaß Höhe	82,5 cm
Faltmaß Länge	65 cm
Gesamtgewicht	6,9 kg
Gewicht	6,2 kg
Gewicht ohne Zubehör	6,2 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	12 Pal.

Rollator Tri Walker

Art. Nr.: TW011R

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Einhandbremse

Art. Nr.:710000081



Korb

Art. Nr.:710500007



Tablett

Art. Nr.:710500006



Tasche

Art. Nr.:710500005