

Rollator Nitro

Art. nr.: 724100300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE




- **NIEUW: nu standaard met zachte banden**
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
- Meer stabiliteit en veiligheid door dubbele dwarsstangen
- Extra grote zwenkwielen van 25 cm voor optimaal sturen en rijgenot
- Standaard passieve verlichting achter, voor en opzij
- Beklede zitting en rugleuning standaard
- Eenvoudige hoogteverstelling van grepen
- Stokhouder standaard bij levering inbegrepen
- Ergonomische handgrepen in hoogte verstelbaar
- Remmen met dubbele functie (remmen en parkeren)
- Opvouwmecanisme is met één hand te bedienen voor veilig en comfortabel opvouwen
- Max. belasting bagagenet 5 kg
- Standaardlevering met stokhouder, kantelhulp en modern bagagenet met ritssluiting

Technische gegevens

Artikelnummer	724100300
Kleur	champagne
Totale breedte	52 cm
Totale lengte	70.5 cm
Handvathoogte	71.8 - 77 cm
Sitzbreite	37 cm
Zitdiepte	20 cm
Zithoogte	- 45 cm
Breedte tussen de handvatten	34,5 cm

Wieldiameter / breedte voor	245/33 mm
Wieldiameter	200/34 mm
Maat opgevouwen breedte	25 cm
Maat opgevouwen hoogte	71,8 cm
Maat opgevouwen lengte	70,5 cm
Totaal gewicht	6,7 kg
Max. belasting	130 kg
Verpakkingseenheid	8 Pal.

Accessoires



Kantelhulp voor Nitro

Art. nr.: 724400052



Drankhouder voor Nitro / Nitro Carbon

Art. nr.: 724400085



Dienblad voor rollator Nitro / Nitro Carbon / Torro / Torro Acero / Diamond DeLuxe

Art. nr.: 724400200