



- **NIEUW: nu standaard met zachte banden**
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
- Meer stabiliteit en veiligheid door dwarsstangen
- Extra grote zwenkwielen van 25 cm voor optimaal stuur- en rijgenot
- Standaard passieve verlichting achter, voor en opzij
- Beklede zitting en rugleuning standaard
- Ergonomische handgrepen in hoogte verstelbaar
- Remmen met dubbele functie (remmen en parkeren)
- Opvouwmecanisme is met één hand te bedienen voor veilig en comfortabel opvouwen
- Max. belasting bagagenet 5 kg
- Standaardlevering met stokhouder, kantelhulp en modern bagagenet met ritssluiting

## Technische gegevens

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Artikelnummer                | 724300000   |
| Kleur                        | champagne   |
| Totale breedte               | 61 cm       |
| Totale lengte                | 70.5 cm     |
| Handvathoogte                | 89 - 101 cm |
| Sitzbreite                   | 44.5 cm     |
| Zitdiepte                    | 22 cm       |
| Zithoogte                    | - 62 cm     |
| Breedte tussen de handvatten | 45 cm       |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Wieldiameter / breedte voor | 245/33 mm |
| Wieldiameter                | 200/34 mm |
| Maat opgevouwen breedte     | 25 cm     |
| Maat opgevouwen hoogte      | 92 cm     |
| Maat opgevouwen lengte      | 70,5 cm   |
| Totaal gewicht              | 7,3 kg    |
| Max. belasting              | 130 kg    |
| Verpakkingseenheid          | 8 Pal.    |

## Accessoires



### Tas

Art. nr.:724400019



### Stokhouder

Art. nr.:724400040



### Drankhouder voor Nitro / Nitro Carbon

Art. nr.:724400085



### Dienblad voor rollator Nitro / Nitro Carbon / Torro / Torro Acero / Diamond DeLuxe

Art. nr.:724400200