

# Gehgestell Grand XL

Art. Nr.: 10220HD



- Starres Gehgestell für maximale Ansprüche
- Die einzigartige U-Form des Designs bietet größere Bewegungsfreiheit
- Breiter und robuster Rahmen aus eloxiertem 2,5-cm-Alurohr
- Bietet maximale Stabilität und leichtes Gewicht zugleich
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Durch lösen der zwei Arretierungen platzsparend faltbar

## Technische Daten

Artikelnummer	10220HD
Farbe	silber-schwarz
Gesamtbreite	62 cm
Gesamtlänge	52,5 cm
Gesamthöhe	82 - 100 cm
Breite zwischen Handgriffen	52,5 cm

Faltmaß Breite	62 cm
Faltmaß Höhe	82 cm
Faltmaß Tiefe	19 cm
Gesamtgewicht	3,5 kg
Max. Belastung	228 kg
VPE Stk.	2 Stk.