

Reisegehggestell Ready Set Go

Art. Nr.: 10263KDR

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Idealer Reisebegleiter für Auto, Flugzeug und Zug
- Speziell für die Verwendung in Innenräumen konzipiert
- Stabil, komfortabel und passt durch jede Tür
- Sofort einsatzbereit und begleitet Sie wohin Sie wollen
- Die mitgelieferte handliche Tragetasche bietet ausreichend Platz
- Mit einem Gesamtgewicht von nur 3,6 kg ideal als Handgepäck
- Mit wenigen Handgriffen gefaltet
- Sorgt für maximale Mobilität

Technische Daten

Artikelnummer	10263KDR
Farbe	schwarz
Gesamtbreite	68 cm
Gesamtlänge	38 cm
Gesamthöhe	74 - 94 cm
Breite zwischen Handgriffen	45 cm
Breite zwischen den Standbeinen hinten	54 cm

Breite zwischen den Standbeinen vorne	54 cm
Faltmaß Breite	12 cm
Faltmaß Höhe	55 cm
Faltmaß Länge	43 cm
Gesamtgewicht	3,6 kg
Max. Belastung	100 kg
VPE Pal.	30 Pal.