

# Sauerstoffkonzentrator Compact 525 5 Liter

Art. Nr.: 525KS



- Stationärer 5L Sauerstoffkonzentrator
- Erhöht den Patientenkomfort bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten
- Sauerstoffkonzentration 93% ± 3% bei 0,5 - 5 l/min
- Integrierter OSD®-Sensor für die kontinuierliche Messung der Sauerstoffkonzentration
- Optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, blockiertem Sauerstoffauslass oder Gerätestörung
- Intelligente Turn-Down®-Technologie reduziert den Stromverbrauch des Konzentrators
- Dank der angebrachten Rollen und dem integrierten Griff lässt sich der 525KS sehr leicht bewegen
- Hergestellt in den USA

## Technische Daten

Artikelnummer	525KS	Flowbereich	0.5 - 5 l/min
HMV-Nr.	14.24.06.0014	Sauerstoffkonzentration	93 % ± 3 %
Farbe	schwarz	Betriebsspannung	50/60 Hz
Gesamtbreite	34.2 cm	Gesamtgewicht	16,3 kg
Gesamthöhe	62.2 cm	VPE Pal.	18 Pal.
Gesamttiefe	30.4 cm		

# Sauerstoffkonzentrator Compact 525 5 Liter

Art. Nr.: 525KS

## Zubehör



### O2 Starter Set

Art. Nr.: O2-Starterset



### Firesafe™ MKII Rückschlagventil

Art. Nr.: 827-2001x20