

Kindergehilfe Nimbo schwarz

Art. Nr.: 705100440

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Höhenverstellbare Beine
- Weiche Gummiräder geben Halt und verhindern seitliches Wegrutschen
- Zuschaltbare Rücklaufsperre an den Hinterrädern verhindert das Zurückrollen
- Richtungsfreilaufende Vorderräder erleichtern das Wenden und Manövrieren
- Vorderräder mit Richtungsfeststeller
- Latexfreie Griffe mit Abrutschschutz
- Einfach faltbar für Transport und Aufbewahrung

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 705100440 |
| HMV-Nr. | 10.46.02.3030 |
| Farbe | schwarz |
| Größe | XL |
| Körpergröße | 184 - 214 cm |
| Gesamtbreite | 65 cm |
| Gesamtlänge | 93.5 cm |
| Gesamthöhe | 94 - 109 cm |
| Breite zwischen Handgriffen | 48 cm |

| | |
|----------------------------------|---------|
| Breite zwischen den Hinterrädern | 69,5 cm |
| Faltmaß Breite | 74 cm |
| Faltmaß Höhe | 21 cm |
| Faltmaß Länge | 133 cm |
| Gewicht | 7,8 kg |
| Max. Belastung | 120 kg |
| VPE Pal. | 10 Pal. |
| VPE Stk. | 1 Stk. |

Kindergehilfe Nimbo schwarz

Art. Nr.: 705100440

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Hüft- / Beckenstütze

Art. Nr.:705300100



Sitzgeschirr

Art. Nr.:705300350



Sitzplatte

Art. Nr.:705200400



Unterarmstützen

Art. Nr.:705300250