

Standard-Rollator Cristallo

Art. Nr.: 722100000

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Automatische Verriegelung gegen Zusammenklappen
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Mehrfach angebrachte Reflektoren sorgen für Sicherheit
- Faltmechanismus in Signalfarbe sorgt für ein sicheres und komfortables Falten
- Bremse lässt sich einfach feststellen und leicht nachjustieren
- Ergonomische Handgriffe in Höhe stufenlos verstellbar
- Pannensichere Bereifung
- Max. Zuladung Korb und Tablett 5 kg
- Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett und Stockhalter

Technische Daten

Artikelnummer	722100000
HMV-Nr.	10.50.04.1114
Farbe	silber
Gesamtbreite	61 cm
Gesamtlänge	67 cm
Griffhöhe	79 - 100 cm
Sitzbreite	38 cm
Sitztiefe	16 cm
Sitzhöhe	- 61 cm
Breite zwischen Handgriffen	43 cm

Breite zwischen den Hinterrädern	41 cm
Faltmaß Breite	61 cm
Faltmaß Höhe	86 cm
Faltmaß Länge	26 cm
Gesamtgewicht	9,8 kg
Gewicht	8,8 kg
Gewicht ohne Korb	9,1 kg
Gewicht ohne Korb und Tablett	8,8 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	16 Pal.

Standard-Rollator Cristallo

Art. Nr.: 722100000

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Rückengurt für Rollatoren

Art. Nr.:710100500



Ankipphilfe Nachrüstset

Art. Nr.:710100300



Korb

Art. Nr.:710000001



Tablett

Art. Nr.:710000002



Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000075



Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000076



Einhandbremse

Art. Nr.:710000081



Stockhalter

Art. Nr.:710000012