

# Standard-Rollator Migo 2G

Art. Nr.: 723600000

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Verlängerte Schiebegriffe, stufenlos bis zu 100 cm Höhe
- Werkzeuglose Montage des Stockhalters
- 50 mm Breite Räder mit geschlossener Felge für leichte Reinigung
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Leicht zu transportieren – ideal für Reisen
- Einhängekorb und Tablett einfach montierbar
- Anatomisch geformte, abrutschsichere Handgriffe
- Faltsicherung erfolgt über eingerasteten Sitz
- Max. Zuladung Korb und Tablett je 5 kg
- Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett und Stockhalter

## Technische Daten

Artikelnummer	723600000
HMV-Nr.	10.50.04.1200
Farbe	silber
Gesamtbreite	58 cm
Gesamtlänge	61 cm
Griffhöhe	80 - 100 cm
Sitzbreite	36 cm
Sitztiefe	23.5 cm
Sitzhöhe	- 60 cm
Breite zwischen Handgriffen	44,5 cm

Breite zwischen den Hinterrädern	43 cm
Faltmaß Breite	58 cm
Faltmaß Höhe	74 cm
Faltmaß Länge	23 cm
Gesamtgewicht	9,1 kg
Gewicht	8,3 kg
Gewicht ohne Zubehör	8,3 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	24 Pal.
VPE Stk.	2 Stk.

# Standard-Rollator Migo 2G

Art. Nr.: 723600000

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

## Zubehör



**Rückengurt für Rollatoren**

Art. Nr.:710100500



**Ankipphilfe Nachrüstset**

Art. Nr.:710100300



**Korb**

Art. Nr.:710000001



**Tablett**

Art. Nr.:710000002



**Rollator-Tasche**

Art. Nr.:710000075



**Rollator-Tasche**

Art. Nr.:710000076



**Einhandbremse**

Art. Nr.:710000081



**Stockhalter**

Art. Nr.:710000012