



- Intelligentes Bedienpult mit Joystick
- Fahrgestell in Metallic Silber
- Felgen in Silber-Schwarz
- Abnehmbares, gepolstertes Sitzkissen
- Angenehme Sitzhöhe von 55 cm (bis Oberkante Sitzkissen)
- Federung der Fronträder
- Serienmäßige Tasche unter dem Sitz
- Höhenverstellbare Fußstürze
- Hochschwenkbare Armlehnen
- Beckengurt
- In wenigen Sekunden gefaltet
- inklusive Beleuchtung

Technische Daten

Artikelnummer	IFPC17SIL-FR
HMV-Nr.	18.50.07.0011
Farbe	silber-schwarz
Gesamtbreite	62 cm
Gesamtlänge	105 cm
Gesamthöhe	99 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitztiefe	45 cm
Sitzhöhe	- 55 cm
Geschwindigkeit	6 km/h
Batteriekapazität	20 Ah
Motorleistung	200 W
Steigfähigkeit	10 %

Bodenfreiheit	7,5 cm
Bereifung vorne	20 x 5 cm
Bereifung hinten	30,5 x 5,7 cm
Faltmaß Breite	62 cm
Faltmaß Höhe	40 cm
Faltmaß Länge	79 cm
Gesamtgewicht	27 kg
Gewicht Akku	2,7 kg
Gewicht ohne Akku	24,3 kg
Max. Belastung	120 kg
VPE Pal.	4 Pal.
VPE Stk.	1 Stk.

Zubehör



Reise-Akku Instafold/Airfold

Art. Nr.:950700004