

Rollstuhlschiebehilfe PowerStroll

Art. Nr.: PWCPP011



- Pannensichere Antriebsräder
- Mit wenigen Handgriffen montierbar
- Passend für nahezu alle Standard-Rollstühle
- Der PowerStroll wird an einer sicheren Position unterhalb des Rollstuhls angebracht
- Aufladezeit beträgt acht Stunden ohne ein Risiko der Überladung
- Übersichtliche und einfach zu bedienende Steuerung
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung bis 6 km/h vorwärts und rückwärts
- Passend für Rollstühle mit Sitzbreite von 37 bis 58 cm
- Inklusive Teleskopstange (Art. Nr. 960000003) passend für Rollstühle mit Sitzbreite von 37 bis 58 cm

Technische Daten

Artikelnummer	PWCPP011
HMV-Nr.	18.99.04.1024
Farbe	schwarz
Gesamtbreite	25 cm
Gesamtlänge	41 cm
Sitzhöhe	- cm
Geschwindigkeit	6 km/h

Batteriekapazität 2x	12 Ah
Motorleistung	150 W
Steigfähigkeit	10,5 %
Gesamtgewicht	19,9 kg
Gewicht Akku	9,7 kg
Gewicht ohne Akku	10,2 kg
Max. Belastung	135 kg