

# Zitschaal Trekker GT grijs

Art. nr.: 706000300



- Is goed verstelbaar
- Innovatieve wiel functie: richting vastzetten, terugloopstop, druk- en parkeerrem op alle modellen
- Stabiel en licht frame zorgt voor een veilige en veelzijdige inzetbaarheid
- Geen gereedschap nodig voor alle accessoires
- Flexibele instelmogelijkheden voor wat de individuele gebruiker nodig heeft of kan
- Ondersteunt traploos de motorische mogelijkheden en ontwikkeling
- Motiveert beweging en ondersteunt de inspanning tijdens de therapie

## Technische gegevens

Artikelnummer	706000300
Kleur	grijs
Maat	L
Lichaamslengte	155 cm
Totale breedte	70 cm
Totale lengte	96 cm

Totale hoogte	74 - 99 cm
Breedte tussen de handvatten	38,5 cm
Breedte tussen de achterwielen	81 cm
Gewicht	16,5 kg
Max. belasting	91 kg

## Accessoires



**Onderarmsteun**

Art. nr.:TK1035S



**Onderarmsteun**

Art. nr.:TK1035L



**Zitharnas**

Art. nr.:TK1070S



**Zitharnas**

Art. nr.:TK1070L



**Heupgordel**

Art. nr.:TK1080S



**Heupgordel**

Art. nr.:TK1080M



**Heupgordel**

Art. nr.:TK1080L



**Bovenbeengordel**

Art. nr.:TK1090S



**Bovenbeengordel**

Art. nr.:TK1090L



**Enkelbandage voor Trekker**

Art. nr.:TK1060S



**Enkelbandage voor Trekker**

Art. nr.:TK1060M



**Enkelbandage voor Trekker**

Art. nr.:TK1060L



**Handgreep**

Art. nr.:TK1045