

BLUSTER (ST6) 18 km/h

Art. nr.: 950100711

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Maximaal vermogen en grootst mogelijke veiligheid bieden nieuwe perspectieven! Meteen bij de eerste aanblik voldoet de Bluster al aan alle eisen. Zijn veilige en comfortabele kenmerken zorgen dat u zich hierin helemaal prettig voelt en u zich bij iedere rit helemaal kunt richten op uw rijplezier.

- Goed beschermd bij regen of modderige wegen dankzij spatbescherming
- Aangename vering en bescherming van de elektromobiel door een botsbescherming
- Hoogwaardige volledige geveerde aandrijfwielen van 15 inch bieden optimaal rijcomfort
- Volume-instelling voor signaaltönen met toetsencombinatie op het display

Technische gegevens

Artikelnummer	950100711
Kleur	rood
Totale breedte	72 cm
Totale lengte	160 cm
Totale hoogte	136 cm
Sitzbreite	58 cm
Zitdiepte	56 cm
Zithoogte	48 / 50.5 - 53 cm
Breedte tussen de armlegger	55 cm
Snelheid	18 km/h
Batterijvermogen 2x	80 Ah

Motorvermogen	1000 W
Continuvermogen	1000 W
Topprestaties	1600 W
Klimvermogen	16 %
Bodemvrijheid	11 cm
Banden voor	3.5 - 8
Banden achter	3.5 - 8
Gewicht zonder batterijen	120 kg
Max. belasting	180 kg
Verpakkingseenheid	1 Stk.

BLUSTER (ST6) 18 km/h

Art. nr.: 950100711

drive


DeVilbiss
HEALTHCARE

Accessoires



Regencape

Art. nr.:RT-SC001



Regencape

Art. nr.:RT-SC004



Scotmobielgarage opvouwbaar

Art. nr.:SCGARAGE



Scotmobieltas voor de rugleuning

Art. nr.:RT-5026



Scotmobielzadeltas

Art. nr.:RT-5022



Loophulp-/rollatorhouder

Art. nr.:950000089



Stokhouder

Art. nr.:950000029



Scotmobielgarage

Art. nr.:RT-4444