

# FLAME 3 (HS925)

Art. nr.: 950200310

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Comfortabele stoel
- Ruim opbergvak
- Verstelbare stuurkolom
- 15" grote wielen
- Vering voor en achter
- LCD-scherm
- LED-verlichting
- Standaard geleverd met 2 spiegels

## Technische gegevens

Artikelnummer	950200310
Totale breedte	69 cm
Totale lengte	159 cm
Totale hoogte	127.5 cm
Sitzbreite	45.6 cm
Zithoogte	- cm
Snelheid	15 km/h
Batterijvermogen 2x	50 Ah

Motorvermogen	700 W
Klimvermogen	10 %
Banden voor	370
Banden achter	370
Batterij Voltage	12 V
Gewicht batterijen	30,5 kg
Gewicht zonder batterijen	69,5 kg
Max. belasting	136 kg